

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗМЕРЕНИЮ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ НЕФТИ МЕТОДОМ КРИОСКОПИИ В БЕНЗОЛЕ НА УСТАНОВКЕ КРИОН-1

ТКЛШ 2.843.002 РИ



СОДЕРЖАНИЕ

1	Требования к показателям точности измерений	3
	Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам	-
pe	еактивам	3
3	Метод измерений	4
4	Требования безопасности, охраны окружающей среды	4
5	Требования к квалификации операторов	4
	Требования к условиям измерений	
	Подготовка к выполнению измерений	
	7.1 Отбор проб	
	7.2 Подготовка лабораторной посуды	5
	7.3 Подготовка весов и установки КРИОН-1	
	7.4 Приготовление растворов	
8	Выполнение измерений	6
9	Обработка результатов измерений	6
-	9.1 Получение результата анализа в условиях повторяемости	
1(Оформление результатов анализа	7
1:	I Контроль точности результатов измерений	7
	11.1 Оперативный контроль процедуры анализа	
П	РИЛОЖЕНИЕ А. Перечень ссылочных нормативных документов	

Настоящие методические рекомендации устанавливают методику измерения молекулярной массы нефти методом криоскопии в бензоле на установке КРИОН-1.

Методику применяют для измерения молекулярной массы в диапазоне от 100 до 400 г/моль.

Ссылочные нормативные документы приведены в ПРИЛОЖЕНИИ А

ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Погрешность измерений соответствует характеристикам, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Диапазон измерений, г/моль	Относительное значение предела повторяемости, r , $\%$	Показатель точности (границы, в которых находится погрешность методики), $\pm \delta$, %, при P=0.95
100-400	3	9

2 ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, МАТЕРИАЛАМ, **РЕАКТИВАМ**

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы.

Весы аналитические I (специального) класса точности¹

FOCT P 53228

• предел допускаемой погрешности в диапазоне измерения от 0.01 до 100.00 г не более ±0.001 г;

Установка для криоскопического определения молекулярной ТУ 4215-027-44229117-2015 массы КРИОН-1 (ООО «Термэкс»)

Пипетки стеклянные вместимостью (1.0; 5.0; 25.0) см 3 или аналогичные дозирующие устройства

ГОСТ 29227 или ГОСТ 29228

Колбы с притертой пробкой вместимостью 25 см³

ГОСТ 1770 или ГОСТ 25336

Бумага фильтровальная

FOCT 12026

Ватные палочки

Бензол химически чистый

FOCT 5955

Тетрадекан

ТУ 6-09-4466-77

Толуол

FOCT 5789

 $^{^{1}}$ Допускается применять другие средства измерения, обеспечивающие требуемую точность.

З МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ

Измерение молекулярной массы нефти выполняют методом криоскопии с использованием бензола в качестве растворителя. Метод основан на измерении депрессии температуры — разницы температур кристаллизации чистого растворителя и раствора пробы, которая затем используется для расчета молекулярной массы пробы по формуле:

$$M = K \cdot \frac{1}{\Delta T} \cdot \frac{G1}{G2} \cdot 1000$$

M— молекулярная масса пробы, г/моль;

K— табличное значение криоскопической постоянной растворителя, °C·г/моль;

 ΔT — депрессия температуры, °C;

G1 — масса пробы, г;

G2 — масса растворителя, г.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При выполнении измерений на установке КРИОН-1 проводятся испытания опасных веществ при низких температурах. Лица и организации, использующие эту установку, несут ответственность за разработку дополнительных мер безопасности при работе с этим оборудованием.

При выполнении измерений молекулярной массы нефти соблюдают следующие требования.

- 4.1.1 При работе с реактивами соблюдают требования, установленные для работы с токсичными и едкими веществами в соответствии с ГОСТ 12.1.007.
- 4.1.2 При работе с электрооборудованием соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ Р 12.1.019, ГОСТ 12.2.007.0 и руководствами по эксплуатации используемых средств измерения и вспомогательных устройств.
 - 4.1.3 Требования пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРОВ

К выполнению измерений допускаются лица, изучившие документы ТКЛШ 2.843.002 РЭ «Установка для криоскопического определения молекулярной массы КРИОН-1» и ТКЛШ 2.998.518 РЭ «КРИО-ВТ-12. Термостат жидкостный низкотемпературный».

6 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ИЗМЕРЕНИЙ

- 6.1.1 Приготовление растворов проводят при температуре от плюс 18 до плюс 25 °C, атмосферном давлении от 84.0 до 106.7 кПа и влажности воздуха от 30 до 80%.
- 6.1.2 Измерение температуры кристаллизации проводят в условиях, рекомендуемых в разделе 1 документа ТКЛШ 2.843.002 РЭ «Установка для криоскопического определения молекулярной массы КРИОН-1».

7 ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы: отбор проб, подготовку лабораторной посуды, приготовление растворов проб, подготовку весов и установки КРИОН-1 к работе.

7.1 Отбор проб

Отбор и хранение проб выполняют в соответствии с ГОСТ 2517.

7.2 Подготовка лабораторной посуды

- 7.2.1 Виалы, пипетки и колбы промывают толуолом, затем бензолом и высушивают при комнатной температуре. Сильно загрязненную посуду предварительно моют хромовой смесью.
- 7.2.2 Крышки и прокладки в крышках виал многократно очищают ватными палочками, смоченными в толуоле. Процедуру повторяют со свежими ватными палочками, смоченными в бензоле. Сушат крышки и прокладки при комнатной температуре.
 - 7.2.3 Виалы и колбы хранят с плотно закрытыми крышками.

7.3 Подготовка весов и установки КРИОН-1

- 7.3.1 Подготовку весов и установки КРИОН-1 к работе выполняют в соответствии с их руководствами по эксплуатации.
- 7.3.2 Включают криостат и задают значение уставки равным 0.0 °C. Ожидают выхода криостата на режим.

7.4 Приготовление растворов

7.4.1 Приготовление раствора пробы ведут в следующей последовательности.

Взвешивают пустую чистую колбу с закрытой пробкой, и записывают полученный результат (m1). Добавляют в нее приблизительно 0.3 см³ пробы, закрывают, снова взвешивают и записывают результат (m2). Добавляют в колбу приблизительно 13 см³ бензола, закрывают, взвешивают и записывают результат (m3).

Встряхивают колбу в течении минуты, отбирают 4 см³ раствора и переливают его в чистую виалу. Виалу плотно закрывают крышкой.

Рассчитывают массу пробы как G1 = m2 - m1; массу бензола как G2 = m3 - m2. 7.4.2 Готовят два раствора пробы в соответствии с 7.4.1.

- Бензол, используемый для приготовления растворов и в качестве чистого растворителя, должен быть одним и тем же.
- Бензол обладает высокой летучестью и гигроскопичностью, соответственно во время приготовления растворов и определения температуры кристаллизации все емкости, содержащие бензол, необходимо держать герметично закрытыми.

8 ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

- 8.1.1 Перед началом измерений устанавливают на установке КРИОН-1 значение температуры переохлаждения равным плюс 3.0 °C.
- 8.1.2 В чистую виалу добавляют 4 см³ бензола и выполняют измерение температуры кристаллизации растворителя в соответствии с разделом «Измерение температуры кристаллизации растворителя» руководства по эксплуатации установки КРИОН-1.
- 8.1.3 Измеряют температуру кристаллизации приготовленного раствора пробы в соответствии с разделом «Измерение температуры кристаллизации раствора испытуемого вещества» руководства по эксплуатации установки КРИОН-1. По окончании измерения выводят на дисплей и записывают значение депрессии температуры (Δ T).
- 8.1.4 Если полученное значение депрессии температуры меньше 0.3 °C или больше 0.8 °C, то растворы пробы готовят повторно, пропорционально скорректировав навеску пробы так, чтобы значение депрессии температуры приблизилось к значению 0.5 °C. После чего заново выполняют измерение. Например, если полученное значение депрессии температуры равно 0.285 °C, то при повторном приготовлении растворов данной пробы, берут не 0.3 см³ пробы, $(0.5\,^{\circ}\text{C} \cdot 0.3\,\text{cm}^3)/0.285\,^{\circ}\text{C} = 0.5\,\text{cm}^3$ пробы.
 - 8.1.5 Повторяют 8.1.3 для оставшегося раствора пробы.
- 8.1.6 Устанавливают защитную виалу на датчик температуры установки КРИОН-1 и выключают установку.

9 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Результат единичного измерения рассчитывают по формуле:

$$M = 5.12 \cdot \frac{1}{\Delta T} \cdot \frac{G1}{G2} \cdot 1000 \tag{1}$$

где M— молекулярная масса пробы, г/моль;

5.12 — криоскопическая постоянная бензола, $^{\circ}$ С'г/моль;

 ΔT — депрессия температуры, °C;

G1 — навеска пробы, г;

G2 — навеска бензола, г.

9.1 Получение результата анализа в условиях повторяемости

- 9.1.1 В ходе выполнения измерения в соответствии с п. 8 получают два значения (X1, X2) молекулярной массы пробы в условиях повторяемости. За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух результатов единичного измерения, расхождение между которыми не превышает предела повторяемости. Относительное значение предела повторяемости (r,%) приведено в таблице 1.
- 9.1.2 Рассчитывают среднее арифметическое двух результатов единичного измерения X1 и X2:

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2}{2} \tag{2}$$

Абсолютное расхождение между результатами единичных измерений $|X_1-X_2|$ сравнивают с абсолютным значением предела повторяемости r. Абсолютное значение предела повторяемости r определяют, используя относительное значение предела повторяемости (r,%) из таблицы 1:

$$r = 0.01 \cdot (r, \%) \cdot \bar{X} \tag{3}$$

Если абсолютное расхождение между двумя результатами единичного измерения не превышает допускаемого:

$$|X_1 - X_2| \le r \tag{4}$$

оба результата признают приемлемыми и в качестве окончательного результата указывают среднее арифметическое значение \overline{X} , рассчитанное по формуле (2).

9.1.3 В противном случае анализ пробы считают недействительным, выявляют и устраняют причины появления неприемлемых результатов, повторно готовят растворы пробы в соответствии с 7.4 и заново выполняют анализ в соответствии с 8.

10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА

10.1.1 Результат анализа в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде:

$$\bar{X} \pm \Delta$$
, $P = 0.95$

где \bar{X} результат анализа, полученный в соответствии с настоящей методикой;

 $\pm \Delta$ — абсолютное значение показателя точности методики.

Значение ∆ рассчитывают по формуле:

$$\Delta = 0.01 \cdot \delta \cdot \bar{X} \tag{5}$$

где δ — относительное значение показателя точности методики, приведенное в таблице 1.

11 КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Контроль точности результатов измерений при реализации методики в лаборатории предусматривает оперативный контроль процедуры анализа (на основе оценки погрешности отдельно взятой контрольной процедуры).

11.1 Оперативный контроль процедуры анализа

11.1.1 Проведение оперативного контроля.

Оперативный контроль проводят с целью проверки готовности лаборатории к проведению анализа рабочих проб или оперативной оценки качества результатов анализа каждой серии рабочих проб, полученных совместно с результатами контрольных измерений. Оперативный контроль проводят в следующих случаях:

- при внедрении методики;
- при появлении факторов, которые могут повлиять на стабильность процесса анализа (новая партия реактивов, использование средств измерений после ремонта, длительный перерыв и т.д.);

Оперативный контроль осуществляет непосредственно исполнитель путем сравнения результата контрольной процедуры $K\kappa$ с рассчитанным нормативом контроля K. Оперативный контроль предусматривает проведение следующих операций:

- получение результата контрольного измерения;
- расчет результата контрольной процедуры Кк,
- расчет норматива контроля К;
- реализация решающего правила контроля: сравнение результата контрольной процедуры с нормативом контроля.

Оперативный контроль проводится с применением образцов для контроля (ОК), которые готовит исполнитель анализа.

11.1.2 Оперативный контроль процедуры анализа с применением ОК.

В качестве ОК используют раствор тетрадекана, который готовят в соответствии с 7.4. Получают результат анализа ОК в соответствии с 9.1.

Результат контрольной Кк процедуры рассчитывают по формуле:

$$Kk = \bar{X} - 198.4 \tag{6}$$

где \bar{X} — результат контрольного измерения молекулярной массы ОК;

198.4 — теоретическое значение молекулярной массы тетрадекана.

Норматив контроля K равен:

$$K = 18 \tag{7}$$

Процедуру анализа признают удовлетворительной при выполнении условия:

$$|Kk| \le K \tag{8}$$

При невыполнении этого условия контрольную процедуру повторяют. При повторном невыполнении условия (8) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ 29227-91	Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования
ГОСТ 29228-91	Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания
ГОСТ 1770-74	Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия
ГОСТ 25336-82	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 12026-76	Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
ΓΟCT 5955-75	Реактивы. Бензол. Технические условия
ΓΟCT 5789-78	Реактивы. Толуол. Технические условия
ГОСТ 12.1.007-76	ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ Р 12.1.019-2009	ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
ГОСТ 12.2.007.0-75	ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
ΓΟCT 12.1.004-91	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 2517-85	Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб
ТУ 6-09-4466-77	Тетрадекан для хроматографии химически чистый
ТУ 4215-027-44229117-2015	Установка для криоскопического определения молеку- лярной массы КРИОН-1. Технические условия